



TECHNICKÝ LIST AGOL

Alkoholový prostředek určený pro rychlou dezinfekci povrchů

Popis produktu

Návod na použití

Účinnost:

- Baktericidní (EN 1276, EN 13697)
- Fungicidní (EN 1650+A1, EN 13697)
- Virucidní proti bakteriofágům (EN 13610)
- Virucidní proti obaleným virům (EN 14476 + A2:2020)
- Mykobaktericidní (EN 14348)
- Doba působení 15min.
- Přípravek se aplikuje nástřikem koncentrátu na povrch, po 15 sec se povrch otře sterilním mulem, jednorázovým ubrouskem, nebo necháme zaschnout.
- Teplota čištěného povrchu max 25 ° C
- Příklad použití: ledničky, stoly, prodejní pulty, sedadla apod.
- Při pravidelné aplikaci doporučujeme občasné omytí povrchů nejlépe teplou vodou

Omezení použití:

- Povrch vyrobený z akrylátového skla
- Prostředek smí být použit jen v zařízeních, u nichž je vyloučena možnost průniku prostředku do elektrických částí.

Oblast použití : PT2 (zdravotnictví) a PT4 (potravinářství)

- AGOL je tekutý přípravek určený pro rychlou hygienickou dezinfekci povrchů, který je vhodný pro použití ve zdravotnictví, v zařízeních sociálních služeb a ve stravování.
- Umožňuje bezoplachové ošetření předmětů pro styk s potravinami.
- Ideální i na dezinfekci ledniček, stolů, prodejních pultů, sedadel apod.

Vhodný pro kombinaci s výrobky

- Sinnis 5 L
- Puron DA 10 kg
- C5 - Koncentrovaný dezinfekční čisticí prostředek 2 L
- Mr. Proper Professional univerzální dezinfekční čistič 5 L
- Jar Professional dezinfekční odmašťovač 2v1 750 ml pro zabránění vzniku rezistencí.

Technický popis

Popis :	čirá kapalina
Vůně:	bez parfemace
pH (1%roztok):	< 7,0
Hustota (kg/l) :	0,9
Účinná látka:	ethanol, propan-2-ol, L(+)-kyselina mléčná
Složení:	ethanol 60,5g/100g, propan-2-ol7g/100g, kyselina mléčná 0,8g/100g

Bezpečnostní informace

Používejte biocidní přípravky bezpečně

Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku.

Používejte doporučené ochranné prostředky. Skladujte na chladném a suchém místě při teplotě 5 – 25 ° C. Trvanlivost 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. Chraňte před teplem a slunečním zářením.



Balení

750 ml PE lahev

UN 1987